


# Dameca PA230 VER

Lodret vægpanel i høj kvalitet og funktionalitet



Dameca PA230 VER er det ultimative vægpanel med mange muligheder for kundetilpasset løsninger, der gør det muligt at imødekomme de stadig større krav, der bliver stillet til moderne hospitalsbyggeri.

For at sikre et brugervenligt, funktionelt og fremtids-sikret design, er Dameca PA230 VER udviklet i tæt samarbejde med erfarende industrielle designere.

## SPECIFIKATIONER

- Fleksibel længdemoduler
- Udføres i anodiseret aluminium som standard med samlinger i hvid plast
- Kan leveres i sprøjtelakeret aluminium fx hvid
- Individuel panelfront fx en træsort eller malet i en farve med symboler til børneafdelingen
- Let tilgængelige stik til fx DATA og EL
- Tilkobling af antennesignal
- Integreret patient og alarmkald
- Integreret udtag til fx ilt, trykluft og sug på begge sider af panelet
- Let at montere
- Rengøringsvenligt - sikrer optimal hygiejne
- Vedligeholdelsesfrit
- Holdbart og robust mod utilsigtet stød og slag

## KOMBINÉR PA230 VER MED DUOFLEX KULISSESKINNE

Duoflex kulisseskinne giver mange muligheder for individuelle løsninger til fx montering af TV/PC/Underholdningssystem, ilt flowmeter, vacuum sug og katherbeholder og sikrer, at udstyret er inden for rækkevidde, så personalet undgår uheldsmæssige arbejdsstillinger.

Skinne monteres direkte på væggen og leveres i modulmål fra 30 cm.



Dameca har mere end 60 års erfaring med udvikling og produktion af vægpaneler i Danmark.