

Dameca PA230

Vægpanel i høj kvalitet og tidløst design



for excellence in anaesthesia





Dameca PA230 er det ultimative vægpanel med mange muligheder for kundetilpasset løsninger, der gør det muligt at imødekomme de stadig større krav, der bliver stillet til nutidens hospitalsbyggeri.

For at sikre et brugervenligt, funktionelt og fremtids-sikkert design, er Dameca PA230 udviklet i tæt samarbejde med brugere på fx hospitaler i Norden.

KUNDESPECIFKE LØSNINGER

- Flexibel længde - opbygges i moduler á 25cm
- Indbygget kulisseskinne til montering af læselampe, hylde, slangeholder, sugglas etc.
- Udføres i aluminium med samlinger i grå plast
- Let tilgængelige stik til fx data og el
- Tilkobling af antennesignal
- Integreret udtag til fx O2, trykluft og sug
- Individuel panelfront fx en træsort eller malet i en farve med symboler til børneafdelingen

PATIENT FORDELE

- Integreret lyskilde (up/down-light) eller kombineret med elegant væglampe
- Mulighed for montering af TV/PC/Underholdnings-system
- Aflåseligt rum til opbevaring af personlige ejendele
- Integreret patient og alarmkald

FLERE FORDELE...

- Let at montere og flytte
- Hurtig og let serviceadgang
- Rengøringsvenligt - sikrer optimal hygiejne
- Vedligeholdelsesfrit
- Holdbart og robust mod utilsigtet stød og slag

Dameca har mere end 60 års erfaring med udvikling og produktion af vægpaneler i Danmark.

Dameca a-s • Islevdalvej 211 • 2610 Rødovre
Telefon 4450 9990 • Fax 4450 9999
info@dameca.dk • www.dameca.dk

